


Italk 2

Het toestel zegt twee boodschappen



De Italk 2 bestaat uit twee knoppen die op een plaat zijn bevestigd. Je kan op elke knop eenvoudig een spraakboodschap opnemen. De boodschap mag 2 minuten duren. Op de knoppen zit een doorzichtig kapje. Hieronder kan je een afbeelding plaatsen. Je bedient het toestel met de hand.

Informatie van MODEM

- Dit toestel zien we in de praktijk weinig gebruiken. De meeste mensen die twee boodschappen nodig hebben, gebruiken twee éénboodschaptoestellen.
- Het toestel heeft een vrij goede geluidskwaliteit.
- Je kan het toestel ook gebruiken als eenfunctieschakelaar: een druk op de knop zorgt er bijvoorbeeld voor dat de lichtbal aanspringt.
- Je kan het toestel ook gebruiken om elektronisch speelgoed te bedienen. Na een druk op de knop begint dan bijvoorbeeld een speelgoed varkentje vooruit te stappen. (zie fiche 2.3.3.3 met uitleg over hoe je een eenfunctieschakelaar aansluit aan een elektrisch apparaat of een speelgoedje)

Kijk ook eens bij

1.2.2.1 Kleine eenboodschaptoestellen
1.2.2.2 BIGmack

2.3.3.3 Een eenfunctieschakelaar aansluiten op speelgoed en elektrische apparaten

Technische gegevens

- Afmetingen: diameter 2 cm x 6,5 cm, hoogte 5,6 cm

Verdeler

Italk 2 (€ 180) is verkrijgbaar bij rdg Kompagne (www.rdgkompagne.nl)